

**BALANZA ANALITICA 220G 0.0001G CAL. INTERNA
MARCA WANT**

Serie FA-N						
Modelo	FA1004N	FA1104N	FA1204N	FA2004N	FA2104N	FA2204N
Capacidad (g)	100	110	120	200	210	220
Resolución (g)	0,0001					
pesaje Min (g)	0,0004					
Tiempo estable	≤ 3s					
Pantalla	LCD (luz de fondo blanca con fuente negra)					
Platillo	Φ 80mm					
Temperatura de operación	5-25 °C					
Repetir habilidad	± 0.0002g					
Liner	± 0.0003g					
Tamaño del escudo de borrador	240mmx190mmx265mm					
Cal. <u>peso</u>	Calibración interna					
Opción	Impresora RS232C y RS486 \					
Tamaño del embalaje	Dentro: 415x285x430 mm Fuera: 475x315x485 mm					
G. <u>peso</u>	10kg					



WANT[®] WANT Balance
Instrument Co.,Ltd