

**BALANZA DE PRECISION 500G MARCA WANT FABRICACION  
COREANA WT5003CH**

Modelo	WT2003CH	WT3003CH	WT5003CH
Max Cap.	200 g	300 g	500 g
Legibilidad	1 mg		
Tamaño de la sartén (mm)	Φ80		
Monitor	LCD (luz de fondo blanca)		
I / O	RS232		
Poder	220V / 110v		
Unidad	g, ct, oz, lb, *,%, pcs		
Dimensión del esquema (cm)	35 × 21 × 35		
Tamaño del embalaje (cm)	42 × 32 × 44		
GW (kg)	6		
Función principal	Transformaciones de unidades, conteo, porcentaje, impresión		
Estándar	RS232, protección contra el viento, peso		
Opcional	Impresora ( <u>impresora de matriz de puntos</u> , <u>impresora térmica</u> ), debajo del gancho		

