

ROTAVAPOR DIXLAB RE 52AA

Comparación rápida entre los diferentes modelos:

Especificación técnica		
Modelo	RE-52A	RE-52AA
Frasco giratorio (L)	0.5L	0.5L
Matraz giratorio opcional (L)	0.1L, 0.25L, 1L o 2L	0.1L, 0.25L, 1L o 2L
Matraz de recepción (L)	0.5L	0.5L
Tipo de elevación	Mano de elevación	Elevación automática
Condensador	Vertical	Vertical
Velocidad de rotación (rpm)	0-150	0-150
Accesible vacío cambio	0.098Mpa (bomba de vacío SHB-III)	
Potencia del baño (kw)	1.1kw	1.1kw
Staic Temp. Rango de Control y onda (°C)	RT-99 ± 2	RT-99 ± 2
Potencia	220 V, 50/60Hz	220 V, 50/60Hz

