

Marca want Modelo WT50002G
Lugar de origen: tecnología alemana,
Nombre de la marca:
WANT
Número de modelo:
WT50002G
Balanza de laboratorio
Fuente de alimentación:
110-220V (CA)
Tipo de visualización:
LCD
Carga nominal:5000g
Exactitud: 0.01g
WT-G 0.01 g Balanza eléctrica Balanza de precisión
Capacidad:1000 g ~ 5000 g
Material: ABS + acero inoxidable
Función: pesaje, conteo, porcentaje, unidad múltiple
Certificado:CE, ISO, C-Tick, RoHs
Monitor:LCD
Opcional 1:batería recargable
Opcional 3:bajo el gancho
garantía:1 año

WANT[®]

